

Un estudio diseñado a su medida

LA RESONANCIA MAGNÉTICA

Conozca al detalle como el centro líder en el diagnóstico por imágenes del país, Resocentro, ha hecho de la resonancia magnética toda una experiencia: calidez en la atención, confort en sus equipos, diseño personalizado del estudio, elaboración en consenso del diagnóstico y confidencialidad en la entrega de resultados.

Recuerde

Antes de realizar un estudio de resonancia debe consultar a un médico especialista, quien emitirá la solicitud de examen.

Nuestros Resonadores Magnéticos (RM)

- RM Alto Campo Siemens Magnetom Essenza 1.5T - 2014
- RM Alto Campo Siemens Magnetom Essenza 1.5T - 2012
- RM Alto Campo Siemens Magnetom Verio 3.0T - 2011
- RM Abierto Siemens Magnetom C! 0.35T - 2009 (02)
- RM Alto Campo Siemens Magnetom Avanto 1.5T - 2008
- RM Alto Campo Philips Achieva 1.5T - 2007
- RM Alto Campo Philips Intera 1.5T - 2004
- RM Abierto Philips Panorama 0.23T - 2000 (Upgrade 2009)
- RM Alto Campo Philips Polaris 1T - 2000



1 La cita

- Usted cuenta con tres maneras de programar una cita:
- Llamando a la central telefónica 512-4400
 - Acudiendo personalmente cualquiera de nuestras 04 sedes en Lima y 01 en provincia.
 - Escribiendo al correo: informes@resocentro.com
- Las citas más rápidas, gracias al mayor número de resonadores del país (10).**



2 Gestión de turnos y admisión

Al llegar a Resocentro, encontrará el módulo del sistema de gestión de turnos en donde deberá generar un ticket de atención de acuerdo a su requerimiento. El personal de atención al cliente procederá con la admisión y validará sus datos personales. El tiempo garantizado de atención/admisión es de 3 a 5 minutos por paciente.



3 Entrevista clínica

Un médico radiólogo especialista le hará una entrevista para conocer sus antecedentes clínicos y así diseñar el estudio de resonancia a la medida de sus necesidades diagnósticas. Esta parte del examen es fundamental para individualizar su estudio.

4 El estudio

Un tecnólogo médico, especializado en la adquisición de imágenes médicas, lo acompañará y ayudará mientras se pone cómodo en el resonador. Cada equipo cuenta con un sistema de comunicación interna durante todo el estudio. Además, existe la posibilidad de utilizar una sustancia de contraste, lo que será decidido por el médico radiólogo después de obtener las primeras imágenes.

Contraste y sedación

La sustancia de contraste es necesaria para mejorar el detalle de ciertas imágenes. No contiene yodo y está libre de reacciones alérgicas. Para la correcta adquisición de las imágenes el paciente no debe moverse, es por ello que en algunos casos, como en niños menores de 8 años, será necesaria una sedación. Resocentro cuenta con médicos anestesiólogos y personal de enfermería plenamente calificados para esto.


¿Cómo se realiza?

El examen de resonancia a diferencia de otros métodos de diagnóstico (rayos x, tomografía, etc.) no utiliza radiación alguna. Las imágenes se obtienen a través de ondas sonoras que al rebotar en el cuerpo son trasladadas al computador. Esto es equivalente a una sesión de fotos, por lo tanto, no sentirá ningún dolor o molestia.



Monitoreo

El mismo médico responsable de la entrevista inicial, monitoriza su examen durante todo el proceso.



6 La entrega del resultado

Usted podrá conocer el estado de su informe médico en tiempo real con solo visitar la página web de Resocentro e introducir su número de atención y un código web que se le facilitará durante el examen. El diagnóstico deberá ser complementado por su médico tratante. También puede solicitar, para su comodidad, nuestro servicio de Delivery.



Seguimiento On-line

5 El diagnóstico

Todos los informes médicos, sin distinción, son validados por una segunda revisión del examen en conjunto con el director médico de cada división diagnóstica. Esto establece el estándar de una doble autoría en consenso y asegura un diagnóstico más preciso.



Sede Central
Av. Petit Thouars 4427
Miraflores - Lima

- División Neurodiagnóstica
- División Musculoesquelética
- División Abdomen-Pelvis
- División Cardio-vascular
- División Oncodiagnóstica
- División Pediátrica



Alta especialización

En Resocentro existen 6 divisiones diagnósticas especializadas, esto quiere decir que el médico responsable del diseño de su examen, posee una gran experiencia en el área específica a la cual corresponde su estudio.



Tranquilidad y confort

Resocentro ofrece también la resonancia magnética abierta, un estudio ideal para pacientes claustrofóbicos, pediátricos o de gran peso y talla; eliminando así, la necesidad de sedación y anestesia en la mayoría de pacientes que presentan estas características.



Precisión diagnóstica

Si la complejidad del caso lo amerita, se realiza una junta médica con la participación de todo el staff médico para su resolución.

El experimentado personal de Delivery le hará llegar su resultado en la comodidad de su hogar u oficina, garantizando la confidencialidad del caso.

